

Laboratorio Produzione Vaccini e Reagenti

Nota sul conferimento di materiale per la fabbricazione del:

Vaccino stabulogeno papilloma

Poiché si tratta di un vaccino autologo, al laboratorio devono pervenire papillomi prelevati chirurgicamente da soggetti dello stesso allevamento previa verifica della presenza del Papillomavirus mediante microscopia elettronica.

Prima della consegna, il materiale prelevato deve essere stato disinfettato in superficie con disinfettanti normalmente utilizzati per uso chirurgico e immediatamente congelato a temperatura di $-24\text{ °C} \pm 6\text{ °C}$ in contenitori sterili.