



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA  
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

-----  
BRESCIA

Via Bianchi,9  
25124 BRESCIA  
Tel. 030-22901  
Fax: 030-2290272

**PROCEDURA APERTA**  
**PER LA FORNITURA DI REAGENTI PER BIOLOGIA MOLECOLARE**  
**FASCICOLO 332/2010**

\*\*\*\*\*

**QUESITI E RISPOSTE**

**Aggiornato al 3.5.2010**

**QUESITO N.1**

**Domanda:** LOTTO N.1 – i 30 punti assegnati all’offerta economica come vengono assegnati?

**Risposta:** il punteggio dell’offerta economica viene assegnato considerando la somma delle offerte per la pos. 1 e per la pos. 2, in quanto si tratta di lotto unico ed indivisibile – e, tra l’altro, come indicato alla pag. 14 del disciplinare di gara: “si precisa che per il lotto n.1 dovranno essere espressi al ribasso sia l’importo complessivo del lotto, che l’offerta dei singoli articoli costituenti il lotto”

**QUESITO N.2**

**Domanda:** LOTTO N.2 – si richiede se il kit richiesto comprenda gli oligonucleotidi e/o le sonde per la rilevazione dell’ RNA virale.

**Risposta:** il kit deve comprendere gli oligonucleotidi ma **non deve** comprendere le sonde per la rilevazione di RNA virale.

**QUESITO N.3**

**Domanda:** LOTTO N.1 – si rileva che la purificazione HPSF, oggetto di assegnazione di punteggio, è un marchio registrato e secondo le specifiche del fornitore si tratta di un purificazione cartridge (RPC) e quindi non paragonabile alla purificazione HPLC.

**Risposta:** la purificazione HPSF è una purificazione diversa dalla cartridge, perchè, pur basandosi su purificazione su cartuccia, è in grado di garantire non solo la purificazione da tutti i sali, ma anche dalla maggior parte dei frammenti n-x e dai residui chimici che si formano durante la sintesi

degli oligonucleotidi. Pertanto, il sistema HPSF garantisce la fornitura di oligonucleotidi con una migliore purezza ed affidabilità rispetto alla classica purificazione “salt free”.

Per questo motivo si è scelto di assegnare un punteggio superiore (lo stesso punteggio della purificazione HPLC),

#### **QUESITO N.4**

**Domanda:** LOTTO N.2: serve il kit per effettuare la PCR real-time mediante sonde o con sybr green?

**Risposta:** il kit deve essere utilizzato per reazioni real-time con sonde taqman

#### **QUESITO N.5**

**Domanda:** LOTTO N.2 : ci risulta che i mix per Lightcycler 1.5, Stepone plus e Biorad abbiano composizioni differenti (per es: Light Cyclyer 1.5 necessita di BSA nel master mix ma non il rox, mentre lo Stepone plus necessita di rox), è richiesto un kit che vada bene contemporaneamente per tutti gli strumenti indicati?

**Risposta:** il kit deve essere compatibile con gli strumenti indicati nella scheda tecnica. Non ci risulta che lo strumento Light cyclyer 1.5 non possa utilizzare mastermix che non contengano BSA; inoltre molte mastermix presenti in commercio sono compatibili con questo strumento. Viene anche data la possibilità di offrire il Rox in forma premiscelata o a parte, e questo permette di dosare questo reagente in base alle specifiche dello strumento.

#### **QUESITO N.6**

**Domanda:** LOTTO n.2: come strumenti citate anche Biorad, esattamente quale modello Biorad avete in laboratorio?

**Risposta:** lo strumento Biorad è: iCycler iQ Real-Time PCR Detection System.

#### **QUESITO N.7**

**Domanda:** con riferimento alla possibilità di ridurre del 50% l'importo della cauzione provvisoria cosa si intende per copia conforme ai sensi di legge del certificato originale? È sufficiente un certificato con allegata copia documento d'identità del legale rappresentante?

**Risposta:** il concorrente ha la facoltà di produrre il certificato di cui trattasi mediante fotocopia dell'originale, corredata da dichiarazione del legale rappresentante e del relativo documento di identità che attesti la conformità del documento all'originale.