

I.Z.S.L.E.R.	<b>ANTISIERO SALMONELLA H:m AGGLUTINAZIONE LENTA</b>	<b>STA 76990 REV. 0 Data emissione 06 GIU. 2019 Pag. 1 di 1</b>
--------------	--	---

M. D'Incau	C. Berneri	M. Pignoli	M. Marino	Prima stesura
STESURA	VERIFICA	CONVALIDA	APPROVAZIONE	MOTIVO REVISIONE

CATEGORIA	CLASSE	SOTTOCLASSE	CODICE ARTICOLO
01	05	0001	76990

#### A) DESCRIZIONE GENERALE

##### a.1) DENOMINAZIONE SINTETICA (NOME D'USO E/O COMMERCIALE) DELL'ARTICOLO

**ANTISIERO SALMONELLA H:m AGGLUTINAZIONE LENTA**

##### a.2) DENOMINAZIONE ESTESA DELL'ARTICOLO

Antisiero specifico verso l'antigene flagellare tipo "m" di *Salmonella spp.*, da impiegare nelle prove di caratterizzazione sierologica di ceppi batterici

##### a.3) UNITÀ DI MISURA INTERNA

Millilitro (mL)

#### B) CARATTERISTICHE TECNICHE

Volume confezione: non superiore a 3 ml

Stato fisico: liofilizzato

Conservante: il siero deve essere già addizionato di un conservante di cui vanno specificate la natura e la concentrazione

Titolo del siero: non inferiore a 1:250, ovvero documentazione tecnica in cui sia specificato che il reattivo è da impiegare in prove di agglutinazione lenta a caldo (metodo di Spicer – Edwards)

Specificità: il siero deve essere stato adsorbito completamente per l'antigene tipo "g" e per gli antigeni flagellari che, nell'ambito del complesso antigenico G, possono essere associati all'antigene "m"; il siero non deve pertanto fornire reazioni aspecifiche verso tali antigeni flagellari

#### C) RICHIESTE DOCUMENTAZIONE / CAMPIONATURA

c.1) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  NO  SÌ (specificare sotto)  
Scheda tecnica del prodotto

c.2) CAMPIONATURA RICHIESTA  NO  SÌ (specificare sotto quantità)  
//

#### D) CONTROLLI

##### d.1) VERIFICA DI QUANTO PREVISTO AI PUNTI B) E C)

Controllo documentale effettuato confrontando le caratteristiche fissate nella presente scheda con quelle dichiarate dalla ditta offerente.

##### d.2) CONTROLLI DI QUALITÀ

//